

Gardons nos distances,
Partageons nos expériences



Masque Chirurgical Type I / II / IIR

- Qualité médicale
- Elastic de maintien
- Type I = Patient (BFE>95%)
- Type II = Personnel médical (BFE>98%)
- Type IIR = Personnel médical (BFE>98%)
- Conditionnement :
 - * Cartons de 5000 unités
 - * Boite de 50 unités par paquet de 10
- Container 20 pieds : 800 000 Pcs
- Container 40 pieds : 1 750 000 Pcs
- Délai livraison : 45 jours
- Délai sur stock : 3 jours
- Usine aux normes ISO 13485 : 2016



2 Rue Raymond de Golatz
66220 Saint Arnac
Email : olivier.bes@obiseo.com
Immatriculation RCS : 888 108 644 R.S.C. PERPIGNAN

Normes EN 14683 : 2019

SGS

Test Report SL520252462060101TX Date: May 18, 2020 Page 2 of 3

Medical Face Mask Requirements and Test Methods (EN 14683:2019)

Class 3.2.2 Bacterial filtration efficiency (BFE):

IPPE %	14	24	34	44	54
Performance Requirement	Type I=95%, Type II=98%, Type IIR=98%				
Note	=> This test element is not within the scope of the test required in 2020/10/16 by the testing centre. It is carried out for external laboratory accredited by CMA (China Metrology Accreditation) (EN 14683:2019 Annex C, Flow rate 1 liter/s)				

Class 3.2.3 Breathability (Differential Pressure):

Differential pressure (P)	14	24	34	44	54
Performance Requirement	Type I=40 Pa/cm ² , Type II=40 Pa/cm ² , Type IIR=40 Pa/cm ²				
Note	(ISO 22601:2014, Pressure 10.0 Pa/s)				

Class 3.2.4 Surface Resistance:

Penetration on inside surface	14	24	34	44	54
Performance Requirement	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Note	(ISO 22601:2014, Pressure 10.0 Pa/s)				

Overall result: **Acceptable**

Remarks:

- 1) Performance Requirement: Type I Non, Type II Non, Type IIR Non
- 2) Surface of the medical face mask largest area surface to the tip of nose is 300x10mm.
- 3) Condition and Test temperature(21±2°C), C, relative humidity(65±10)%
- 4) An acceptable quality level of 4.0% is met for a single sampling plan when 25 or more of the 32 tested specimens show pass results.

SGS

Test Report SL520252462060101TX Date: May 18, 2020 Page 3 of 3

Medical Face Mask Requirements and Test Methods (EN 14683:2019) Annex C5

Class 3.2.3 Microbial Cleanliness:

CFU/g	14	24	34	44	54
Performance Requirement	Type I≤30 CFU/g, Type II≤30 CFU/g, Type IIR≤30 CFU/g				
Note	Sample Photo				

The statement of conformity in this test report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

End of Report

SGS

Test Report SL520252462060101TX Date: May 18, 2020 Page 4 of 4

Medical Face Mask Requirements and Test Methods (EN 14683:2019) Annex C5

Class 3.2.3 Microbial Cleanliness:

CFU/g	14	24	34	44	54
Performance Requirement	Type I≤30 CFU/g, Type II≤30 CFU/g, Type IIR≤30 CFU/g				
Note	Sample Photo				

The statement of conformity in this test report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

End of Report

Gardons nos distances,
Partageons nos expériences



Masque FFP2 Standard

- Classification FFP2
 - * Standard
 - * (BFE>99%)
- Conditionnement :
 - * Cartons de 800 unités
 - * Boîte de 20 unités
- Container 20 pieds : 250 000 Pcs
- Container 40 pieds : 520 000 Pcs
- Délai livraison container : 45 jours
- Délai sur stock : 3 jours
- Usine aux normes ISO 13485 : 2016



Normes EN 149:2001 et CE



2 Rue Raymond de Golatz
66220 Saint Arnac
Email : olivier.bes@obiseo.com
Immatriculation RCS : 888 108 644 R.S.C. PERPIGNAN

Gardons nos distances,
Partageons nos expériences




Masque FFP2 Bec de canard

- Classification FFP2
 - * Bec de canard
- Conditionnement :
 - * Cartons de 1000 unités
 - * Boîte de 20 unités
- Container 20 pieds : 220 000 Pcs
- Container 40 pieds : 460 000 Pcs
- Délai livraison container : 45 jours
- Délai sur stock : 3 jours
- Usine aux normes ISO 13485 : 2016



2 Rue Raymond de Golatz
66220 Saint Arnac
Email : olivier.bes@obiseo.com
Immatriculation RCS : 888 108 644 R.S.C. PERPIGNAN

Normes EN 149:2001 et CE



Gardons nos distances,
Partageons nos expériences



Gant d'examen vinyle ou nitrile

- Qualité médicale (EN455)
- Protection virus (EN374-5)
- Sans Latex / Sans poudre
- Dimensions gants : S / M / L / XL
- Couleur : Bleu / Blanc / Transparent
- Conditionnement :
 - * Cartons de 1000 unités
 - * Boîte de 100 unités
- Container 20 pieds : 1600 cartons
- Container 40 pieds : 3300 cartons
- Délai livraison : 65 jours
- Délai sur stock : 3 jours
- Usine aux normes ISO 13485 : 2016



Normes EN 455 et EN 374



2 Rue Raymond de Golatz
66220 Saint Arnac
Email : olivier.bes@obiseo.com
Immatriculation RCS : 888 108 644 R.S.C. PERPIGNAN

Gardons nos distances,
Partageons nos expériences



Sur blouse de protection PP


- Sur blouse de protection non tissée
- A usage unique
- Matière : PP (PolyPropylène)
- Non étanche
- Elastique au poignet
- Lacet col et ceinture
- 25 GMS
- Couleur : Bleu
- Dimensions : 140x110
- Conditionnement : Carton 100 unités
- Container 20 pieds : 65 000 Pcs
- Container 40 pieds : 140 000 Pcs
- Délai livraison : 45 jours
- Délai sur stock : 3 jours
- Usine aux normes ISO 13485 : 2016



OBISEO

2 Rue Raymond de Golatz
66220 Saint Arnac
Email : olivier.bes@obiseo.com
Immatriculation RCS : 888 108 644 R.S.C. PERPIGNAN

Normes CE



Gardons nos distances,
Partageons nos expériences



Sur blouse de protection stérile

- Blouse de protection non tissée
- A usage unique
- Matière : SS-Bilaminé
- Etanche
- Stérile
- Elastique au poignet
- Lacet col et ceinture
- 35 GMS
- Couleur : Bleu
- Dimensions : 140x110
- Conditionnement : Carton 250 unités
- Container 20 pieds : 40 000 Pcs
- Container 40 pieds : 92 000 Pcs
- Délai livraison container : 45 jours
- Délai sur stock : 3 jours
- Usine aux normes ISO 13485 : 2016



OBISEO
2 Rue Raymond de Golatz
66220 Saint Arnac
Email : olivier.bes@obiseo.com
Immatriculation RCS : 888 108 644 R.S.C. PERPIGNAN

Normes CE



Gardons nos distances,
Partageons nos expériences



Sur blouse de protection étanche

- Blouse de protection plastique
- A usage unique
- Matière : CPE (PolyEthylène)
- Etanche
- Fixation pouce
- Ceinture
- Couleur : Bleu
- Dimensions : 140x110
- Conditionnement : Carton 100 unités
- Container 20 pieds : 105 000 cartons
- Container 40 pieds : 240 000 cartons
- Délai livraison : 45 jours
- Délai sur stock : 3 jours



2 Rue Raymond de Golatz

66220 Saint Arnac

Email : olivier.bes@obiseo.com

Immatriculation RCS : 888 108 644 R.S.C. PERPIGNAN

Normes CE

